

10

Alta Tecnologia e Qualidade
para o seu Diagnóstico



plastlabor


Otimização com detecção rápida dos principais patógenos clínicos.

Rastreamento da Resistência Bacteriana.




CHROMagar™ Orientation

Com algumas vantagens frente aos meios de cultura tradicionais, permite o isolamento e a diferenciação de patógenos do trato urinário ou em outras amostras clínicas.




CHROMagar™ Candida

Para isolamento e diferenciação das principais espécies de *Candida spp.*
Ideal para a diferenciação de culturas mistas.




CHROMagar™ Candida Plus

CHROMagar Candida Plus é o primeiro meio de cultura de isolamento cromogênico que detecta e diferencia *C. auris* além de outras espécies de *Candida* como *C. albicans*, *C. tropicalis*, *C. glabrata* ou *C. krusei*.




CHROMagar™ StrepB

Para o isolamento e diferenciação de *Streptococcus agalactiae (GBS)*.
Semeadura pode ser realizada direto da amostra.



CHROMagar™ KPC

Para a detecção de bactérias gram-negativas com uma reduzida sensibilidade a maioria dos agentes carbapenêmicos.




CHROMagar™ mSuperCARBA

Destaque na detecção de Enterobacteriaceae com susceptibilidade reduzida aos carbapenêmicos (incluindo OXA-48 e OXA-48 like).




CHROMagar™ Ancinetobacter

Para a detecção de *Acinetobacter spp* MDR (multi-drug resistance).




CHROMagar™ VRE

Para a detecção de *Enterococcus faecalis* e *Enterococcus faecium* resistentes a vancomicina (Van A e Van B types).



CHROMagar™ ESBL

Para a detecção “overnight” de bactérias Gram-negativas produtoras de espectro estendido de Beta lactamase.



CHROMagar™ MRSA

Para isolamento e diferenciação de *Staphylococcus aureus* resistentes a metilicina (MRSA) incluindo as cepas com baixo nível de resistência (low-level methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* MRSA).



Meios de Cultura

Os meios de cultura prontos para uso da Plastlabor são produzidos com matérias-primas de alto padrão de qualidade propiciando uma excelente performance ao produto acabado. Todos os lotes são testados pelo Controle de Qualidade segundo as referências dos Segmentos específicos, e acompanhados de Certificados de Análise, permitindo a rastreabilidade dos lotes de produtos. Contamos com disponibilidade, para customização de meios de cultura, conforme a demanda do cliente.

MEIOS DE CULTURA EM DESTAQUE

295	CHROMagar KPC 90mm
296	CHROMagar ESBL 90mm
364	CHROMagar Orientation 90mm
367	CHROMagar Candida 90 mm
7285	CHROMagar Candida Plus 90 mm
374	CHROMagar MRSA 90mm
375	CHROMagar VRE 90mm
1089	CHROMagar Acinetobacter 90mm
1179	CHROMagar StrepB 90mm
4512	CHROMagar mSuperCARBA 90mm
1000	Agar Sangue de Carneiro 5% base Columbia 90mm
1050	Agar Cled 90mm
1030	Agar Macconkey 90mm
1038	Agar Chocolate com Vitox 2% 90mm

5368	Agar Superpolimixina 90mm
1040	Agar Mueller Hinton 90mm
1041	Agar Mueller Hinton 150mm
1163	Agar Mueller Hinton Sangue Carneiro 150mm
4615	Agar Mueller Hinton Sangue Cavalo 150mm
3317	Tubo Caldo Todd Gent. Ac.Nalid. 13x100mm
3232	Tubo Caldo Verde Brilhante 4% com Durhan 16x150mm
6281	Tubo Caldo Mueller Hinton Ajustado 16x150mm
3545	Tubo Solução Salina 0,85% 12x75mm
3031	Tubo Meio Lowenstein Jensen 16x150mm
3046	Tubo Agar Batata Dextrose 16x150mm
3045	Tubo Agar Mycosel 13x100mm
3043	Tubo Agar Sabouraud Dextrose 2% 13x100mm
3100	Tubo Agar Citrato Simmons 13x100mm

CONFIRA O MAIOR PORTFÓLIO DE MEIOS DE CULTURA PRONTOS PARA USO DO BRASIL, EM NOSSO WEBSITE.

Mic Test Strip

MIC Test Strip, utilizado no Teste de Susceptibilidade aos Antimicrobianos, são tiras porosas com características especiais, impregnadas de concentração de antibióticos, em 15 diluições duplas de um MIC convencional. Estão disponíveis em uma ampla variedade de antibióticos, com apresentações de 10, 30 e 100 fitas. De acordo com as referências BrCast/EUCAST e CLSI.



Discos de Antibióticos

Discos de antibióticos, são discos em papel, com características especiais, impregnados com antibiótico, e destinados a Teste de Susceptibilidade aos Antimicrobianos por disco-difusão (Método Kirby-Bauer). Estão disponíveis em uma ampla variedade de antibióticos, com configurações de 50 e 250 discos, além de disponibilidade de discos com antifúngicos e discos utilizados na veterinária. De acordo com as referências BrCast/EUCAST e CLSI.



Microdiluição em Caldo ComASP® Colistina

“Compact Antimicrobial Susceptibility Panel” contém colistina em 7 diluições duplas, que permite testar até 4 amostras por painel de acordo com as normas internacionais, EUCAST, CLSI, ISO 20776-1:2006. Desenvolvido pela Liofilchem®, em um formato compacto, os Laboratórios podem contar com o produto ComASP® Colistina 0,25-16 µg/ml, que oferece resultados MIC reais para agentes antimicrobianos indicados, como alternativa ao método de difusão em ágar, diluição em ágar ou métodos automatizados/semi-automatizados. Kit com 16 testes.

Etapas simples e rápidas. Todos os poços numa simples linha (A, B, C ou D) são reidratados com uma suspensão microbiana padronizada. Incubação a 36±2°C durante 16-20 horas em ar ambiente.

Kit Sire Nitratase

Deteção rápida e confiável do *Mycobacterium tuberculosis* resistente.

Tecnologia de ponta, desenvolvida na UFMG e licenciada pela Plastlabor, traz inovação na detecção de resistência do *M. tuberculosis* aos fármacos anti-tuberculose. Um método rápido, confiável e seguro.

- Teste de sensibilidade do *M. tuberculosis* de 7-14 dias.
- Fármacos testados Estreptomicina, Isoniazida, Rifampicina e Etambutol (SIRE) pelo método Nitratase.
- Não requer incubadora adicional.
- Não requer equipamentos adicionais para identificação.
- Não requer uso de materiais perfuro-cortantes.
- Teste pode ser realizado direto da amostra clínica.

Swabs

Confiança e qualidade na coleta, transporte e diagnóstico de suas amostras com os produtos COPAN®

OBS.: A Plastlabor desenvolveu nacionalmente Kits para dispor de demais soluções laboratoriais, em sua Linha de Produtos, como por exemplo: Swab Stuart, Kit P-fecal para amostras fecais, Kit para coletas virais VTM, dentre outros.



FLOQSwab™



Stuart™



FecalSwab™



UTM™



Eswab™





Microrganismo Padrão Licenciada ATCC®





Fabricante Microbiologics®

Preocupada com a pirataria a ATCC® (American Type Culture Collection), lançou o programa ATCC® Licensed Derivative Program™ para proteger o usuário final, que utiliza os microrganismos derivados ATCC®. Adquirindo microrganismo padrão com o emblema ATCC® Licensed Derivative™, da fabricante Microbiologics® o cliente tem a garantia de características confiáveis. A Microbiologics® está em “Compliance” com a Coleção de Cultura ATCC®. A Plastlabor é a 1ª distribuidora oficial no Brasil da Microbiologics® e atua em todo território nacional.

Descartáveis

Produzidos com alta tecnologia

Alças, agulhas, coletores, frascos, ponteiras, caixas, estantes, criotubos, tubos, etc. Disponibilidade de uma extensa linha de itens para o seu laboratório.



MEIOS DE CULTURA | MEIOS DE CULTURA CROMOGÊNICOS | MICRORGANISMO
PADRÃO DE REFERÊNCIA - LICENCIADA ATCC® | DISCOS E FITAS DE GRADIENTE
DE ANTIBIÓTICOS | MICRODILUIÇÃO EM CALDO | SWABS | DESCARTÁVEIS

www.plastlabor.com.br
plabor@plastlabor.com.br
Suporte RJ: (21) 2501.0888
Suporte SP: (11) 3862.9008



ACESSE O SITE DA PLASTLABOR PARA ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS E CONTEÚDO CIENTÍFICO.

