



# GFP Controles Marcados

Resultados falso-positivos podem ter graves implicações financeiras e regulatórias. Com UV-BioTAG, nossa linha de cepas de referência contendo marcadores de proteína fluorescente verde ("GFP"), você pode estabelecer de forma rápida e confiável se um resultado de teste positivo pode ser atribuído a um problema de contaminação cruzada de cepa de controle, ou se é de outra fonte.



## UV·BioTAG™

### Destaques

- Fluoresce sob luz UV para distinguir cepas de CQ de cepas de microrganismos padrão
- Pellet de dissolução instantânea reduz o tempo de preparação
- Fácil e armazenamento refrigerado econômico
- Certificado de análise on-line fornece informações detalhadas sobre a cepa
- A rastreabilidade à cultura de referência garante autenticidade

### Aplicações

- Métodos de Detecção
- Demonstração de Capacidade ("DOC")
- Controle de Qualidade de Meio de Cultura
- Validação e Verificação

| Catálogo # / Formato                           | Cepa                                                                                              | Atípica |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01227UV-S / Kit Swab<br>01227UV-V / Kit Frasco | <i>Escherichia coli</i> (O157:H7) EC43 (STEC) derivada FDA ESC 11177 (STEC)                       |         |
| 01223UV-S / Kit Swab<br>01223UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhimurium SAL54 derivada FDA SAL 5694 |         |
| 01277UV-S / Kit Swab<br>01277UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhimurium SAL46 derivada FDA SAL5693  |         |
| 01226UV-S / Kit Swab<br>01226UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Seftenberg SAL59 derivada FDA SAL5697   | •       |
| 01278UV-S / Kit Swab<br>01278UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Gaminara SAL57 derivada FDA SAL5695     |         |
| 01230UV-S / Kit Swab<br>01230UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Mbandaka SAL58 derivada FDA SAL5696     | •       |
| 01228UV-S / Kit Swab<br>01228UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Minnesota SAL60 derivada FDA SAL5698    |         |
| 01224UV-S / Kit Swab<br>01224UV-V / Kit Frasco | <i>Shigella flexneri</i> SF84 derivada FDA SHI0552                                                |         |
| 01276UV-S / Kit Swab<br>01276UV-V / Kit Frasco | <i>Shigella sonnei</i> SS61 derivada FDA SHI0551                                                  |         |
| 01249UV-S / Kit Swab<br>01249UV-V / Kit Frasco | <i>Listeria monocytogenes</i> (1/2a) derivada FDA LS808                                           |         |
| 01248UV-S / Kit Swab<br>01248UV-V / Kit Frasco | <i>Listeria monocytogenes</i> (1/2b) derivada FDA LS810                                           |         |
| 01250UV-S / Kit Swab<br>01250UV-V / Kit Frasco | <i>Listeria monocytogenes</i> (4b) derivada FDA LS806                                             |         |
| 01271UV-S / Kit Swab<br>01271UV-V / Kit Frasco | <i>Listeria innocua</i> (6a) modificada de NCTC 11288                                             |         |
| 01279UV-S / Kit Swab<br>01279UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abaetetuba SAL75 derivada FDA SAL72     |         |
| 01282UV-S / Kit Swab<br>01282UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Nottingham SAL93 derivada FDA SAL87     |         |
| 01280UV-S / Kit Swab<br>01280UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Bispebjerg SAL89 derivada FDA SAL84     | •       |
| 01281UV-S / Kit Swab<br>01281UV-V / Kit Frasco | <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Tranoroa SAL91 derivada FDA SAL86       |         |
| 01284UV-S / Kit Swab<br>01284UV-V / Kit Frasco | <i>Yersinia enterocolitica</i> G-85 derivada FDA G-40                                             |         |
| 01285UV-S / Kit Swab<br>01285UV-V / Kit Frasco | <i>Yersinia enterocolitica</i> G-79 derivada FDA G-39                                             |         |
| 01283UV-S / Kit Swab<br>01283UV-V / Kit Frasco | <i>Klebsiella aerogenes</i> G-126 derivada FDA G-32                                               |         |
| 01286UV-S / Kit Swab<br>01286UV-V / Kit Frasco | <i>Vibrio cholerae</i> serovar O139 G-106 derivada FDA G-101                                      |         |
| 01287UV-S / Kit Swab<br>01287UV-V / Kit Frasco | <i>Cronobacter sakazakii</i> G-78 derivada FDA G-56                                               |         |

Para caracterização da cepa, sorotipos e informações adicionais sobre cepas, visite [microbiologics.com](http://microbiologics.com).